

Probenpräparation

Magnetfolienhalter



Magnetfolienhalter

Der Magnetfolienhalter bietet eine Alternative, um dünne Folien zu befestigen. Die Folie wird durch einen magnetischen Ring gegen die Halteplatte gedrückt.

Bestellinformation Magnetfolienhalter	
Art.-Nr.	Bezeichnung
33820	Magnetfolienhalter

Specacards



Specacards

Specacards ermöglichen das bequeme Aufbewahren von KBr-Presslingen und Polymerfolien. Die Proben werden zwischen die offenen Hälften der selbstklebenden Karte gelegt und die Karte dann zusammengeklappt. Die Vorderseite bietet Platz für eine Beschriftung.

Bestellinformation Specacards	
Art.-Nr.	Bezeichnung
33800	100 Stück Specacards, Apertur 10 mm Ø
33810	100 Stück Specacards, Apertur 10 mm x 25 mm